

MANGA DESCARTABLE (COLOR AZUL CON PUÑO)

REF.: MANG-005

Uso:
Protección



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Diseñado para cubrir los brazos desde la muñeca, con puños tejidos que proporcionan un ajuste ceñido que se mantiene en su lugar, incluso durante largas horas de trabajo.

Medidas: Largo 60 cm, puño de 6 cm de largo.

Período de vida útil: 5 años

Registro Sanitario N°. No aplica

Clase: No invasivo

Método de esterilización: No aplica / No estéril

Categoría: Mangas

2. MATERIAL

- Tela no tejida SMMS 35 gramos, repelente a fluidos corporales, antiestática, resistente a la abrasión.
- Rib blanco

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 100 unidades / Fundas impresas de baja densidad.

Envase secundario: 200 unidades / Caja de cartón.

4. INDICACIONES DE USO

- Verificar que el producto se encuentre en buenas condiciones.
- Introducir el brazo en la manga hasta cubrir completamente la zona requerida.
- Ajustar los puños de algodón en la muñeca y brazo.
- Utilizar conjuntamente con guantes cuando sea necesario.
- Retirar evitando el contacto con superficies potencialmente contaminadas.
- Desechar después de su uso.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO: +593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

MANGA DESCARTABLE (COLOR AZUL CON PUÑO)

REF.: MANG-005

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.

7. APLICACIONES

Diseñado para proporcionar una cobertura práctica y cómoda de los brazos, desde la muñeca hasta el antebrazo o brazo completo, ayudando a proteger la piel y la vestimenta frente a salpicaduras, humedad, polvo y otros agentes externos durante diversas actividades. Su uso es adecuado en procesos de limpieza e higiene, manipulación de materiales, actividades de mantenimiento, procesamiento de alimentos, servicios generales y otros entornos donde se requiera una protección temporal para favorecer condiciones adecuadas de limpieza y cuidado.

8. SEGURIDAD DE USO

- Producto de uso individual.
- No reutilizar.
- Sustituir inmediatamente si presenta roturas o perforaciones.
- Utilizar según los protocolos de bioseguridad institucionales.
- Incorpora puños de algodón tejido que proporcionan mayor comodidad, ajuste ergonómico y mejor compatibilidad con guantes y otros equipos de protección personal

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 06-2026