




Uso: Producto de un sólo uso - no reutilizar.
Manejo del producto: Usar sólo si el empaque está sellado correctamente.
Almacenamiento: Conservar y almacenar en un lugar limpio, seco y libre de polvo a una temperatura no mayor a 30°C.
Desecho: Destruir de acuerdo al cumplimiento de la normativa ambiental y salud de cada país.

PAQUETE BÁSICO

REF: EQE - 083

Letra	Descripción	Especificación
A	1 Cubre mesa de instrumentos	240 x 160 cm
B	2 Toallas absorbentes	60 x 40 cm
C	2 Batas de cirujano nivel 2 AAMI	
D	Indicador químico de esterilización	
E	1 Cubre mesa mayo	150 x 65 cm
F	4 Campos con cinta adhesiva	60 x 30 cm
G	1 Medio campo	110 x 150 cm
H	1 Campo operatorio	150 x 190 cm

Presentación caja máster	x	Tamaño de caja (cm)
6 unidades		47 x 31 x 40 largo - ancho - alto

