

GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX ESTÉRILES - TALLA 7 (CON POLVO)

REF.: GTEP-003

Uso quirúrgico para protección frente a agentes infecciosos y patógenos.



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Fabricados en látex de caucho natural, estériles, anatómicos y libres de polvo.

- Forma anatómica (izquierdo/derecho) con dedos curvos.
- Puño con reborde enrollado (beaded cuff).
- Superficie externa microtexturizada.
- Superficie interna libre de polvo.
- Color: Crema
- Espesor: $\geq 0,13$ mm
- Longitud mínima (mm): ≥ 270 mm
- Ancho (mm): 89 ± 5 mm

Registro Sanitario N°. 17021-DME-0724

Período de vida útil: 5 años

Clase: Invasivo

Método de esterilización: Rayos Gamma (R)

Procedencia: China

2. MATERIAL

- Látex natural, azufre, óxido de zinc, agente antienviejecimiento MB, ZDC, dispersante, pigmento, glicerina, alúmina.

3. PRESENTACIÓN

Envase primario:

1 par / Papel grado médico.

Envase secundario:

50 pares / Caja de cartón

Envase terciario:

500 pares / Caja de cartón

GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX ESTÉRILES - TALLA 7 (CON POLVO)

REF.: GTEP-003

4. INDICACIONES DE USO

- Los guantes están empaquetados en capas para facilitar su dispensación y reducir el desperdicio; utilice un guante a la vez.
- Cada par de guantes está empaquetado y sellado individualmente para fines de higiene y facilidad de uso.
- Abra el envase hermético por la línea de apertura o costura.
- Extraiga los guantes del envase de papel.
- Después de colocarse los guantes, elimine el polvo residual limpiándolos con una toalla estéril húmeda.

5. ADVERTENCIAS

- Este producto contiene látex de caucho natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Otros componentes utilizados en la fabricación de los guantes (con polvo) también pueden causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.

6. PRECAUCIONES

- Mantener la esterilidad durante todo el procedimiento de colocación.
- No utilizar si el empaque está dañado o abierto.
- Producto de un solo uso. No reutilizar ni reesterilizar.
- Desechar después de su uso de acuerdo con la normativa vigente para residuos sanitarios.

7. APLICACIONES

- Los guantes quirúrgicos estériles sirven para proporcionar protección contra sustancias no deseadas y peligrosas tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes. Deben utilizarse dentro de un entorno limpio antes de un procedimiento quirúrgico.
- Propósitos operativos. Los guantes se colocan en las manos del personal médico y personal relacionado para la protección del área operativa y la seguridad tanto del personal como de los pacientes.
- Propósitos médicos y odontológicos. Los guantes se colocan en las manos del personal médico y odontológico durante procedimientos de examen para la protección tanto del personal como de los pacientes.

8. SEGURIDAD DE USO

- Utilizar únicamente por personal capacitado.
- Verificar la integridad del empaque antes de usar.
- Seleccionar la talla adecuada.
- Cambiar los guantes si presentan perforaciones o daños.
- Mantener una técnica aséptica adecuada.
- Realizar higiene de manos antes y después del uso.
- Utilizar un nuevo par para cada procedimiento o paciente.
- Suspender su uso en caso de irritación o reacción alérgica.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Evitar la exposición a calor excesivo (40 °C).
- Mantener protegido de la exposición directa a la luz solar, iluminación fluorescente y humedad.



Edición: 06/2026

MARCA

DHISVE
www.dhisve.com

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

IMPORTACIONES MEDICALSOLUTIONS CIA. LTDA

DIRECCIÓN

Francisco de Orellana LT208 y Fernando de Magallan

CONTACTO:

+593 95 862 3147 ✉ contacto@dhisve.com

Medical Solutions