



Repelente
a fluidos




Antiestática



Filtro de
bacterias



Transpirable



KIT TERNO

REF: KIT – 010

Letra	Descripción
A	1 Terno de cirujano
B	1 Gorro de cirujano simple
C	1 Mascarilla con tiras
D	1 Par de cubrezapatos simples

Presentación x caja máster	Tamaño de caja (cm)
50 unidades	52,5 x 37,5 x 41,5 largo - ancho - alto

Uso: Producto de un sólo uso - no reutilizar.

Manejo del producto: Usar sólo si el empaque está sellado correctamente.

Almacenamiento: Conservar y almacenar en un lugar limpio, seco y libre de polvo a una temperatura no mayor a 30°C.

Desecho: Destruir de acuerdo al cumplimiento de la normativa ambiental y salud de cada país.



DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.



CONTACTO:

+593 02 2836064



MAIL:

contacto@dhisve.com

www.dhisve.com